

# МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ

---

Производитель Poly Medicure Limited




# О производителе




Компания “Poly Medicare Limited” - крупнейший завод Индии, располагающий современными производственными мощностями, реализующий свою продукцию в более чем 90 странах мира, а также являющийся OEM производителем популярных европейских брендов.

- 4 завода в Индии и 1 в Китае.
- 95 патентов получено и свыше 280 в процессе оформления.
- более 100 наименований представлено в продуктовом портфеле



## Ассортимент продукции



Ассортимент продукции компании Polymed представлен следующими разделами:

1. Инфузионная терапия (*зарегистрированы в РФ периферические катетеры, периферические катетеры с защитным устройством, иглы-бабочки*)
2. Катетеры для центрального венозного доступа
3. Анестезия
4. Гастроэнтерология
5. Урология
6. Хирургия
7. Педиатрия и неонатология
8. Диализ
9. Лабораторная диагностика
10. Системы переливания крови



Более 100 продуктов

## О компании

Всем заинтересованным сторонам

### Информационное письмо

Уважаемые господа,

Компания «Адвamedикс», поставщик высококачественных расходных материалов для анестезиологии и реанимации, выражает свое почтение и настоящим информирует вас, что ООО «Адвamedикс» является авторизованным дистрибьютором и импортёром продукции Poly Medicure Limited, Индия на территории РФ.

Предлагаем к поставке широкий ассортимент периферических внутривенных катетеров:



- с системой защиты от укола иглой
- с ранней индикацией попадания в кровеносное русло
- с инъекционным портом/ без порта
- с трехходовым краном
- с перфорированными крыльями/ без крыльев
- доступные размеры: 14G-26G
- материал катетера: полиуретан/ тефлон

Мы стремимся обеспечивать максимальную гибкость при подходе к каждому своему клиенту, поэтому предлагаем своим партнерам:

- широкий ассортимент продукции со склада в Москве
- постоянное расширение ассортимента реализуемой продукции
- индивидуальные условия сотрудничества, специальные ценовые предложения и скидки
- оперативный и высококачественный сервис
- консультации по продукции высококвалифицированными сотрудниками компании
- образцы продукции и промо-материалы

Компания "Poly Medicure Limited" - крупнейший завод Индии, располагающий современными производственными мощностями, реализующий свою продукцию в 80 странах мира, а также являющийся OEM-производителем популярных европейских брендов.

В случае Вашей заинтересованности, мы готовы предоставить более подробную информацию для детального рассмотрения.

С уважением,  
Генеральный директор ООО «Адвamedикс» Сухарев И.В.

# Ассортимент продукции



Size		Catheter I.D./O.D. mm		Catheter Length mm	Water Flow Rate (ml/min)
14FG	Orange	1.7	2.0	45	305
16FG	Grey	1.3	1.7	45	200
17FG	White	1.1	1.5	45	142
18FG	Green	0.9	1.3	45/32	95
20FG	Pink	0.8	1.1	32	65
22FG	Blue	0.6	0.9	25	36
24FG	Yellow	0.5	0.7	19	23
26FG	Violet	0.45	0.60	19	17

## 1101 Poly Safety

### Катетер внутривенный с защитным устройством

- катетер выполнен из биосовместимого тефлона/полиуретана;
- четыре/ шесть интегрированные рентгенконтрастные полосы
- прозрачные сгибающиеся крылышки с перфорациями
- дополнительный инъекционный порт с антивозвратным клапаном, предотвращающим обратный ток крови и медицинских препаратов,
- снабжен стандартным луер-разъемом с фиксированной на нем откидывающейся и защелкивающейся крышечкой;
- защитный механизм "safety": защитная полупрозрачная клипса из поликарбоната автоматически сдвигается и надежно фиксируется на острие иглы-стилета при извлечении его из корпуса изделия;
- острозаточенная игла-стилет с трехгранным косым срезом;
- прозрачный павильон иглы со стандартным луер-разъемом и пальцевым упором;
- съемная полупрозрачная гидрофобная заглушка на луер-разъеме
- Материал: полиэтилен высокой плотности (HDPE), полиэтилен низкой плотности (LDPE), полипропилен, силиконовая резина, полиацеталь, сополимер стирола и бутадиена (K – Resin), поликарбонат,

**Стерилизация:** индивидуальная блистерная упаковка.

Стерилизация при помощи этилен оксида.

**Срок годности:** 5 лет.

# Ассортимент продукции



Size		Catheter I.D./O.D. mm		Catheter Length mm	Water Flow Rate (ml/min)
14FG	Orange	1.7	2.0	45	305
16FG	Grey	1.3	1.7	45	200
17FG	White	1.1	1.5	45	142
18FG	Green	0.9	1.3	45/32	95
20FG	Pink	0.8	1.1	32	65
22FG	Blue	0.6	0.9	25	36
24FG	Yellow	0.5	0.7	19	23
26FG	Violet	0.45	0.60	19	17

## 1019 Polyflex

### Катетер внутривенный с доп. портом, крышкой snap fit и перфорированными крылышками

- прозрачный внутривенный катетер из тефлона/полиуритана,
  - центральное отверстие с атравматичными краями;
  - четыре/ шесть рентгенпозитивные полоски на всем протяжении катетера;
  - прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца;
  - прозрачные эластичные сгибающиеся крылышки с тремя отверстиями на каждом крыле.
  - дополнительный порт для одномоментных инъекций с невозвратным лепестковым клапаном расположен в верхней части катетера; снабжен стандартным разъемом луер-лок с фиксированной на нем откидной подпружиненной крышечкой;
  - игла-стиллет с трехгранным косым срезом;
  - прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор;
  - съемная полупрозрачная заглушка на разьеме луер-лок
  - дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы.
- Стерилизация:** индивидуальная блистерная упаковка. Стерилизация при помощи этилен оксида.
- Срок годности:** 5 лет.

# Ассортимент продукции



Size		Catheter I.D./O.D. mm		Catheter Length mm	Water Flow Rate (ml/min)
14FG	Orange	1.7	2.0	45	305
16FG	Grey	1.3	1.7	45	200
17FG	White	1.1	1.5	45	142
18FG	Green	0.9	1.3	45/32	95
20FG	Pink	0.8	1.1	32	65
22FG	Blue	0.6	0.9	25	36
24FG	Yellow	0.5	0.7	19	23
26FG	Violet	0.45	0.60	19	17

## 1002 Polycan Катетер внутривенный с крылышками

- прозрачный внутривенный катетер из тефлона/полиуритана,
  - центральное отверстие с атравматичными краями;
  - четыре/ шесть рентгенпозитивные полосы на всем протяжении катетера;
  - прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца;
  - прозрачные эластичные сгибающиеся крылышки с тремя отверстиями на каждом крыле.
  - игла-стиллет с трехгранным косым срезом;
  - прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор;
  - съемная полупрозрачная заглушка на разьеме луер-лок
  - дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы.
- Катетер закрыт защитным прозрачным колпачком.  
**Стерилизация:** индивидуальная блистерная упаковка. Стерилизация при помощи этилен оксида.  
**Срок годности:** 5 лет.

# Ассортимент продукции



24FG	Yellow	0.5	0.7	19	23
------	--------	-----	-----	----	----

## 1004 Polyneo

### Катетер внутривенный с малыми крылышками

- прозрачный внутривенный катетер из полиуретана,
  - центральное отверстие с атравматичными краями;
  - четыре/ шесть рентгенпозитивные полосы на всем протяжении катетера;
  - прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца;
  - полупрозрачные эластичные сгибающиеся крылышки малого размера.
  - игла-стиллет с трехгранным косым срезом;
  - прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор;
  - съемная полупрозрачная заглушка на разьеме луер-лок.
  - дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы.
- Стерилизация:** индивидуальная блистерная упаковка. Стерилизация при помощи этилен оксида.
- Срок годности:** 5 лет.

# Ассортимент продукции



26FG	Violet	0.45	0.60	19	17
------	--------	------	------	----	----

## 1030 Neonovo

### Катетер внутривенный с малыми крылышками

- прозрачный внутривенный катетер из тефлона/полиуретана
- центральное отверстие с атравматичными краями;
- четыре/шесть рентгенпозитивные полоски на всем протяжении катетера;
- прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца;
- полупрозрачные эластичные сгибающиеся крылышки малого размера.
- игла-стиллет с трехгранным косым срезом;
- прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор;
- съемная полупрозрачная заглушка на разьеме луер-лок.
- дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы.

**Стерилизация:** индивидуальная блистерная упаковка. Стерилизация при помощи этилен оксида.

**Срок годности:** 5 лет.

# Ассортимент продукции



Size		Catheter I.D./O.D. mm		Catheter Length mm	Water Flow Rate (ml/min)
14FG	Orange	1.7	2.0	45	305
16FG	Grey	1.3	1.7	45	200
17FG	White	1.1	1.5	45	142
18FG	Green	0.9	1.3	45/32	95
20FG	Pink	0.8	1.1	32	65
22FG	Blue	0.6	0.9	25	36
24FG	Yellow	0.5	0.7	19	23
26FG	Violet	0.45	0.60	19	17

## 1039 Polyflex Adva

### Катетер внутривенный с ранней индикацией попадания в кровяное русло и крышкой snap fit

- прозрачный внутривенный катетер из тефлона/полиуретана,
  - центральное отверстие с атравматичными краями;
  - дополнительное латеральное окно для раннего подтверждения попадания в кровяное русло;
  - четыре/ шесть рентгенпозитивные полосы на всем протяжении катетера;
  - прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца;
  - прозрачные эластичные сгибающиеся крылышки с тремя отверстиями на каждом крыле.
  - дополнительный порт для одномоментных инъекций с невозвратным лепестковым клапаном расположен в верхней части катетера; снабжен стандартным разъемом луер-лок с фиксированной на нем откидной подпружиненной крышечкой.
  - игла-стиллет с трехгранным косым срезом;
  - прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор;
  - съемная полупрозрачная заглушка на разьеме луер-лок.
  - дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы.
- Стерилизация:** индивидуальная блистерная упаковка.  
**Срок годности:** при помощи этилен оксида. 5 лет.

# Ассортимент продукции



Size	Catheter I.D./O.D. mm	Catheter Length mm	Water Flow Rate (ml/min)
14FG	Orange 1.7 / 2.0	45	305
16FG	Grey 1.3 / 1.7	45	200
17FG	White 1.1 / 1.5	45	142
18FG	Green 0.9 / 1.3	45/32	95
20FG	Pink 0.8 / 1.1	32	65
22FG	Blue 0.6 / 0.9	25	36
24FG	Yellow 0.5 / 0.7	19	23
26FG	Violet 0.45 / 0.60	19	17

## 1041 Polycan Adva


Катетер внутривенный с ранней индикацией попадания в кровяное русло с крылышками

- прозрачный внутривенный катетер из полиуритана;
- центральное отверстие с атравматичными краями;
- дополнительное латеральное окно для раннего подтверждения попадания в кровяное русло;
- четыре/ шесть рентгенпозитивные полосы на всем протяжении катетера;
- прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца;
- прозрачные эластичные сгибающиеся крылышки с тремя отверстиями на каждом крыле.
- игла-стиллет с трехгранным косым срезом;
- прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор;
- съемная полупрозрачная заглушка на разьеме луер-лок.
- дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы.

**Стерилизация:** индивидуальная блистерная упаковка. Стерилизация при помощи этилен оксида.

**Срок годности:** 5 лет.

# Ассортимент продукции



24FG	Yellow	0.5	0.7	19	23
------	--------	-----	-----	----	----

## 1007 Polyneo

Катетер внутривенный 24G с ранней индикацией попадания в кровяное русло с малыми крылышками

- прозрачный внутривенный катетер из полиуретана,
- центральное отверстие с атравматичными краями;
- дополнительное латеральное окно для раннего подтверждения попадания в кровяное русло;
- четыре/ шесть рентгенпозитивные полосы на всем протяжении катетера;
- прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца;
- полупрозрачные эластичные сгибающиеся крылышки малого размера.
- игла-стиллет с трехгранным косым срезом;
- прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор;
- съемная полупрозрачная заглушка на разьеме луер-лок.
- дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы.

**Стерилизация:** индивидуальная блистерная упаковка. Стерилизация при помощи этилен оксида.

**Срок годности:** 5 лет.

# Ассортимент продукции



26FG	Violet	0.45	0.60	19	17
------	--------	------	------	----	----

## 1010 Neonovo Adva

Катетер внутривенный 26G с с ранней индикацией попадания в кровяное русло с малыми крылышками

- прозрачный внутривенный катетер из тефлона,
- центральное отверстие с атравматичными краями;
- дополнительное латеральное окно для раннего подтверждения попадания в кровяное русло;
- четыре/ шесть рентгенпозитивные полосы на всем протяжении катетера;
- прозрачный павильон с портом луер-лок для подключения инфузионной линии или шприца;
- полупрозрачные эластичные сгибающиеся крылышки малого размера.
- игла-стиллет с трехгранным косым срезом;
- прозрачный павильон иглы с разъемом луер-лок, оснащен двумя пазами для фиксации стилета с павильоном катетера, пальцевой упор;
- съемная полупрозрачная заглушка на разьеме луер-лок.
- дополнительная луер-лок заглушка из непрозрачного белого пластика с граненой наружной поверхностью, фиксирована на заглушке павильона иглы.

**Стерилизация:** индивидуальная блистерная упаковка. Стерилизация при помощи этилен оксида.

**Срок годности:** 5 лет.

Преимущества  
сотрудничества  
с компанией  
«Адвамедикс»

1. Наиболее выгодные ценовые предложения на рынке при сохранении высокого качества продукции
2. Оперативная поставка
3. Широчайший ассортимент катетеров периферических
4. Самая тонкая игла - 26G



Елена Никулина  
8(926)339-96-61  
[nikulina@advamedics.ru](mailto:nikulina@advamedics.ru)



ООО «Адвамедикс»  
127591, Москва, Коровинское шоссе, 10,  
офис F20F10

Тел: +7 (495) 744-34-79

E-mail: [info@advamedics.ru](mailto:info@advamedics.ru)

Сайт: [www.advamedics.ru](http://www.advamedics.ru)

