


# КАТЕТЕРЫ АСПИРАЦИОННЫЕ

УНИКАЛЬНЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

С воронкообразным  
вакуум-котролем  
с заглушкой



С пальцевым  
вакуум-контролем



Без вакуум-контроля



## Особенности

- Предназначен для аспирации секрета из трахеобронхиального дерева
- Мягкие, матовые и устойчивые к изломам трубки из ПВХ без фталатов для максимального комфорта пациента
- Цветомаркированный коннектор для быстрого определения размера
- Длина: 50 см
- Размерный ряд: 5FG - 24FG



Атравматичный и мягкий  
кончик с одним/двумя  
боковыми отверстиями