

ЭКГ ЭЛЕКТРОДЫ ОДНОРАЗОВЫЕ

УНИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Предназначен для передачи электрического сигнала, формирующегося на поверхности тела человека в результате распространения возбуждения по миокарду, возникающего при работе сердца, на электрокардиограф (ЭКГ аппарат).



Классификация

По типу геля: твердогоелевый подходит для стандартных исследований; жидкогоелевый – для кратковременных исследований в покое или стресс-систем.

По типу защелки: из нержавеющей стали и рентгенопрозрачная (не требует удаления перед МРТ исследованием).

По типу основы: вспененная основа, за счёт водонепроницаемости, позволяет использовать у пациентов с гипергидрозом (часто потеющих); нетканая основа, за счёт своих дышащих свойств, позволяет применять её при длительном мониторинговании; плёночная основа, за счёт своей прозрачности, позволяет следить за состоянием кожи.

Вид	Размер	Характеристики
	50X48	ЭКГ электрод твердогоелевый 50x48 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердогоелевый 50x48 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкогоелевый 50x48 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкогоелевый 50x48 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердогоелевый 50x48 мм защелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердогоелевый 50x48 мм защелка рентгенопрозрачная на тканевой основе
		ЭКГ электрод жидкогоелевый 50x48 мм защелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод жидкогоелевый 50x48 мм защелка рентгенопрозрачная на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердогоелевый 50x48 мм защелка из нержавеющей стали на пленочной основе
		ЭКГ электрод твердогоелевый 50x48 мм защелка рентгенопрозрачная на пленочной основе
		ЭКГ электрод жидкогоелевый 50x48 мм защелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод жидкогоелевый 50x48 мм защелка рентгенопрозрачная на тканевой основе
	40X36	ЭКГ электрод твердогоелевый 40x36 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердогоелевый 40x36 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкогоелевый 40x36 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкогоелевый 40x36 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердогоелевый 40x36 мм защелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердогоелевый 40x36 мм защелка рентгенопрозрачная на тканевой основе
		ЭКГ электрод жидкогоелевый 40x36 мм защелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод жидкогоелевый 40x36 мм защелка рентгенопрозрачная на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердогоелевый 40x36 мм защелка из нержавеющей стали на пленочной основе
		ЭКГ электрод твердогоелевый 40x36 мм защелка рентгенопрозрачная на пленочной основе

Вид	Размер	Характеристики
	44X32	ЭКГ электрод твердотелевый 44x32 мм зашелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 44x32 мм зашелка из нержавеющей стали с адаптером 4 мм на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 44x32 мм зашелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 44x32 мм зашелка рентгенопрозрачная с адаптером 4 мм на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 44x32 мм зашелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 44x32 мм зашелка из нержавеющей стали с адаптером 4 мм на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 44x32 мм зашелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 44x32 мм зашелка рентгенопрозрачная с адаптером 4 мм на вспененной основе
	44X28	ЭКГ электрод твердотелевый 44x28 мм зашелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 44x28 мм зашелка из нержавеющей стали с адаптером 4 мм на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 44x28 мм зашелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 44x28 мм зашелка рентгенопрозрачная с адаптером 4 мм на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 44x28 мм зашелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 44x28 мм зашелка из нержавеющей стали с адаптером 4 мм на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 44x28 мм зашелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 44x28 мм зашелка рентгенопрозрачная с адаптером 4 мм на вспененной основе
	45X42	ЭКГ электрод твердотелевый 45x42 мм зашелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 45x42 мм зашелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 45x42 мм зашелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 45x42 мм зашелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 45x42 мм зашелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 45x42 мм зашелка рентгенопрозрачная на тканевой основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 45x42 мм зашелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 45x42 мм зашелка рентгенопрозрачная на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 45x42 мм зашелка из нержавеющей стали на пленочной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 45x42 мм зашелка рентгенопрозрачная на пленочной основе
	50X36	ЭКГ электрод твердотелевый 50x36 мм зашелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 50x36 мм зашелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
	51X33	ЭКГ электрод твердотелевый 51x33 мм зашелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 51x33 мм зашелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
	50X35	ЭКГ электрод твердотелевый 50x35 мм зашелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 50x35 мм зашелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 50x35 мм зашелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 50x35 мм зашелка рентгенопрозрачная на вспененной основе

Вид	Размер	Характеристики
	Ø30	ЭКГ электрод твердотелевый Ø30 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø30 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø30 мм защелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø30 мм защелка рентгенопрозрачная на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø30 мм защелка из нержавеющей стали на пленочной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø30 мм защелка рентгенопрозрачная на пленочной основе
	Ø40	ЭКГ электрод твердотелевый Ø40 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø40 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø40 мм защелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø40 мм защелка рентгенопрозрачная на тканевой основе
	Ø50	ЭКГ электрод твердотелевый Ø50 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø50 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый Ø50 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый Ø50 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø50 мм защелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø50 мм защелка рентгенопрозрачная на тканевой основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый Ø50 мм защелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый Ø50 мм защелка рентгенопрозрачная на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø50 мм защелка из нержавеющей стали на пленочной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø50 мм защелка рентгенопрозрачный на пленочной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый Ø50 мм защелка из нержавеющей стали на пленочной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый Ø50 мм защелка рентгенопрозрачная на пленочной основе
	Ø55	ЭКГ электрод твердотелевый Ø55 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø55 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый Ø55 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый Ø55 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø55 мм защелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø55 мм защелка рентгенопрозрачная на тканевой основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый Ø55 мм защелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый Ø55 мм защелка рентгенопрозрачная на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø55 мм защелка из нержавеющей стали на пленочной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø55 мм защелка рентгенопрозрачная на пленочной основе
	Ø60	ЭКГ электрод твердотелевый Ø60 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый Ø60 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе

Вид	Размер	Характеристики
	38X32	ЭКГ электрод твердотелевый 38X32 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 38X32 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
	40X35	ЭКГ электрод твердотелевый 40X35 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 40X35 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 40X35 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 40X35 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
	40X36	ЭКГ электрод твердотелевый 40X36 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 40X36 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
	40X36	ЭКГ электрод твердотелевый 40X36 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
	35X30	ЭКГ электрод твердотелевый 35X30 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
	Ø42	ЭКГ электрод твердотелевый Ø42 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый Ø42 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
	50X38	ЭКГ электрод твердотелевый 50X38 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 50X38 мм защелка рентгенопрозрачная на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 50X38 мм защелка из нержавеющей стали на пленочной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 50X38 мм защелка рентгенопрозрачная на пленочной основе
	49X48	ЭКГ электрод твердотелевый 49X48 мм защелка из нержавеющей стали на тканевой основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 49X48 мм защелка рентгенопрозрачный на тканевой основе
	35X27	ЭКГ электрод твердотелевый 35X27 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод твердотелевый 35X27 мм защелка рентгенопрозрачный на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 35X27 мм защелка из нержавеющей стали на вспененной основе
		ЭКГ электрод жидкотелевый 35X27 мм защелка рентгенопрозрачный на вспененной основе