

ЗОНДЫ ЖЕЛУДОЧНЫЕ

УНИКАЛЬНЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Зонд назогастральный

- Для желудочного зондирования через нос с целью аспирации желудочно-кишечного секрета или проведения энтерального питания
- Рентгеноконтрастный закрытый дистальный кончик
- Четыре латеральных отверстия
- Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки и метки на расстоянии 50, 60 и 70 см для контроля правильной установки
- Мягкие, матовые и устойчивые к излому трубки из ПВХ не содержащего фталатов
- Цветомаркированный коннектор для быстрого определения размера
- Длина: 105 см
- Размеры: 6FG - 24FG



Зонд гастродуоденальный

- Для зондирования желудка и 12-перстной кишки с целью аспирации желудочно-кишечного секрета, промывания желудка или проведения энтерального питания
- Закрытый конец 4 латеральных отверстия
- Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки и метки на расстоянии 45, 55, 65 и 75 см для контроля правильной установки
- Мягкие, матовые и устойчивые к излому трубки из ПВХ не содержащие фталатов
- Цветомаркированный коннектор для быстрого определения размера
- Длина: 125 см
- Размеры: 6FG - 24FG



ЗОНДЫ ЖЕЛУДОЧНЫЕ

УНИКАЛЬНЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Зонд желудочный

- Для зондирования желудка с целью аспирации желудочно-кишечного секрета и промывания желудка
- Открытый конец 4 латеральных отверстия
- Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки
- Мягкие, матовые и устойчивые к излому трубки из ПВХ не содержащие фталатов
- Цветомаркированный коннектор для быстрого определения размера
- Длина: 80 см или 125 см
- Размеры: 6FG - 24FG



Зонд питательный

- Снабжен сантиметровой шкалой
- Закрытый дистальный конец и два боковых отверстия
- Мягкая, матовая и устойчивая к изломам трубка из ПВХ с рентгеноконтрастной линией
- Длина: 40, 50 и 100 см
- Размеры: 4FG - 10FG
- Не содержит фталатов



Коннектор с крышечкой

