

ЗАГЛУШКИ ИНФУЗИОННЫЕ




Заглушка инфузионная с креплением Луер Лок

Предназначена для предотвращения утечки содержимого из периферических и центральных катетеров после инфузии. Выполняет функцию защитного колпачка.

Заглушка инфузионная с инъекционной мембраной с креплением Луер Лок

Предназначена для предотвращения утечки содержимого из периферических или центральных катетеров после инфузии, а также введения лекарства иглой через инъекционную безлатексную мембрану.



Заглушка инфузионная универсальная

Предназначена для предотвращения утечки содержимого из периферических или центральных катетеров после инфузии.

Снабжен 2-мя Луер Лок коннекторами тип «male» с одной стороны и «female» с другой стороны.