

КАТЕТЕРЫ АРТЕРИАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ С ВНУТРЕННЕЙ ИГЛОЙ ART-CAN SAFETY

Предназначены для инвазивного измерения артериального давления или определения газового состава крови.

- Устройство включения/выключения предотвращает обратный ток жидкости, снижая риск воздушной эмболии и вероятность инфицирования
- Удобные крылышки для фиксации
- Острый атравматичный скос иглы помогает провести процедуру установки с минимальным дискомфортом для пациента
- Защитный чехол автоматически закрывает острый кончик иглы сразу после извлечения иглы из катетера, сводя к минимуму риск травмы персонала
- Размеры: 20 и 22G

