

ЕМКОСТИ ТОРАКАЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ

УНИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Используются для выведения/дренирования жидкости и/или воздуха из плевральной полости. Дренирование осуществляется с помощью дренажной торакальной трубки*, которая соединяется с трубкой торакальной емкости.

Емкость торакальная дренажная Polyseal, 2000 мл

- Емкость 2-х камерная, объем первой камеры 900 мл, второй 1100 мл. Объем выпота, который может собраться в обеих камерах, 2000 мл;
- Четко обозначенный уровень воды для создания водяного замка обеспечивает герметизацию и предотвращает попадание воздуха обратно в плевральную полость;
- Четкая, хорошо читаемая маркировка с шагом 10 мл, для точного контроля объема выпота;
- Трубка имеет у основания, в месте соединения с емкостью, гофрированную накладку, предотвращающую перегиб трубки;
- 2 металлических подвеса позволяют прочно закрепить емкость на раме кровати или на стойке при необходимости;
- Напольная подставка позволяют устойчиво расположить емкость на полу или любой другой поверхности;
- Для подключения к аспиратору предусмотрен отдельный вакуум-порт;
- В состав изделия входят специальные красные крышечки, которые герметично закрывают емкость перед утилизацией;
- Все составные части набора индивидуально упакованы в прочный блистер;
- В каждой коробке лежит подробная инструкция по применению.

Состав набора:

- емкость для «водяного замка» 2000 мл
- набор трубок с коннектором
- набор защитных крышечек
- подставка-держатель



Состав набора:

- емкость для «водяного замка» 1200 мл
- набор трубок с коннектором
- набор защитных крышечек



Емкость торакальная дренажная Polyseal, 1200 мл

- Емкость однокамерная объемом 1200 мл;
- Четко обозначенный уровень воды для создания водяного замка обеспечивает герметизацию и предотвращает попадание воздуха обратно в плевральную полость;
- Четкая, хорошо читаемая маркировка с шагом 10 мл, для точного контроля объема выпота;
- Трубка имеет у основания, в месте соединения с емкостью, гофрированную накладку, предотвращающую перегиб трубки;
- Напольная металлическая подставка позволяют устойчиво расположить емкость на полу или любой другой поверхности в двух разных позициях;
- Для подключения к аспиратору предусмотрен отдельный порт с универсальным коннектором;
- В состав изделия входит специальная красная крышечка, которая герметично закрывает емкость перед утилизацией;
- В каждой коробке лежит подробная инструкция по применению.



Производитель: Poly Medicure Limited, Индия
Эксклюзивный дистрибьютер на территории РФ:
ООО «Адвamedикс»
Тел.: +7 (495) 744-34-79, skype: advamedics,
email: info@advamedics.ru, www.advamedics.ru



ЕМКОСТИ ТОРАКАЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ

УНИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Используются для выведения/дренирования жидкости и/или воздуха из плевральной полости. Дренирование осуществляется с помощью дренажной торакальной трубки*, которая соединяется с трубкой торакальной емкости.

Емкость торакальная дренажная Polyseal, 500 мл

- Емкость однокамерная объемом 500 мл;
- Четко обозначенный уровень воды для создания водяного замка обеспечивает герметизацию и предотвращает попадание воздуха обратно в плевральную полость;
- Четкая, хорошо читаемая маркировка с шагом 10 мл, для точного контроля объема выпота;
- Трубка имеет у основания, в месте соединения с емкостью, гофрированную накладку, предотвращающую перегиб трубки;
- Напольная пластиковая подставка позволяют устойчиво расположить емкость на полу или любой другой поверхности в двух разных позициях;
- Для подключения к аспиратору предусмотрен отдельный вакуум-порт;
- В состав изделия входят специальные красные крышечки, которые герметично закрывают емкость перед утилизацией;
- В каждой коробке лежит подробная инструкция по применению.



Состав набора:

- емкость для «водяного замка» 500 мл
- трубка с коннектором
- набор защитных крышечек
- подставка-держатель

* В нашем ассортименте есть трубки дренажные торакальные прямые, изогнутые и со стилетом, которые подходят для разных клинических ситуаций.



Производитель: Poly Medicure Limited, Индия
Эксклюзивный дистрибьютер на территории РФ:
ООО «Адвamedикс»
Тел.: +7 (495) 744-34-79, skype: advamedics,
email: info@advamedics.ru, www.advamedics.ru

